

Zubehör Handentlötpumpen

Bei Handentlötpumpen wird mittels Kolben, Zylinder und Federkraft ein Vakuum erzeugt. Der Kolben wird manuell gespannt und automatisch gesichert. Durch Betätigen des Auslöseknopfes wird der Kolben schlagartig zurückgefahren und es entsteht ein kurzzeitiges Vakuum, so dass die Lötstelle vom flüssigen Lot befreit wird.

SA 21A Handentlötpumpe

- Länge 200 mm
- Metallgehäuse
- antistatisch



| Bestell-Nr. | Modell | Beschreibung |
|--------------|---------------|--------------------------------------|
| SA21A | SA 21A | Handentlötpumpe |
| Zubehör: | | |
| | SA 21A1 | Entlötspitze antistatisch für SA 21A |

PS 100A Handentlötpumpe

- Länge 150 mm
- starkes Vakuum,
minimaler Rückschlag
- Metallgehäuse
- antistatisch
(mit Spitze PS 1001A)



| Bestell-Nr. | Modell | Beschreibung |
|---------------|----------------|---------------------------------------|
| PS100A | PS 100A | Handentlötpumpe |
| Zubehör: | | |
| | PS 1001A | Entlötspitze antistatisch für PS 100A |

PS 200A Handentlötpumpe

- Länge 200 mm
- starkes Vakuum,
minimaler Rückschlag
- Metallgehäuse
- antistatisch
(mit Spitze PS 2001A)



| Bestell-Nr. | Modell | Beschreibung |
|---------------|----------------|---------------------------------------|
| PS200A | PS 200A | Handentlötpumpe |
| Zubehör: | | |
| | PS 2001A | Entlötspitze antistatisch für PS 200A |